

الوقاية هي العلاج

- لاتخضع للفحص إذا كنت تحسّ بالبواسير .
- يسيل منها الدّم أو فى مرحلة دم الحيض .
- فى هذه الحالة يجب انتظار أن تم رّ ثلاثة أيّام متتابة بذون صّياح الدّم .
- قبل إجراء الفحص
- تجنّب تلوث الغائط بالبول .
- ليس من الأهمّ الصّيام ، أو آتباع أىّ نظام غذائى صحى ، قبل القيام بالإختبار .
- أخذ الأدويّة لا يأتّر فى صيرورة الإختبار .
- لا يمكن شرب سائل الأنبوب . إذا كان هذا السائل قد آحتك بالعيون ، الفم أو الجلد ، فى هذه الحالة يجب غسل المنطقة بماء كثيف ، و إن أمكن استشارة الطّيب أو الصّيدلى .
- يجب وضع الأنبوب فى مكان منعزل ، و بعيد عن متناول الأطفال .
- يجب إبلاغ مسؤولى البرنامج بضياح الإختبار ، أو كلّ الموانع الّتى حالت دون تحقيقه .

للمزيد من المعلومات :

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Programa de Detección Precoz de Cáncer de Colon

على العنوان:

Francisco Bergamin 2 bis, 31003 Pamplona

رقم التّلفون:

848 42 34 98

و البريد الإلكتروني:

precolon@navarra.es

ترجمة توجيهية منتقاة من النّصّ الأصلي للمعهد الوطنى للصّحة العموميّة و العمل بنافرا .



معلومات لأخذ العينات

آختبار للكشف المبكّر لسرطان الكولون


ELIGE90

برنامج الكشف
المبكّر لسرطان الكولون



Gobierno
de Navarra

معلومات لأخذ العينة




٤- إزالة السداد الأخضر و فك الغشاء.



٣- ضع لفّ من الورق في المراض، و اجلس، ان كان بالإمكان في وضعية أمامية.



٢- تأكد على أن الأنبوب يحمل أسمك.



١- استخراج الأنبوب من الكيس.




٨- احتفظ بالأنبوب في البورصة، و احتفظ به في الثلاجة، دون أن يجمّد أو يتلج.



٧- أدخل الغشاء الأخضر داخل الأنبوب، أغلقه جيّداً، و قم بتحريكه بعض الثواني.



٦- إنّه كافي بأخذ عينة (كميّة) قليلة من البزار



٥- يجب وضع رأس الغشاء في اتصال مع الزبار. على شكل خطوط رأسية و عمودية.