

预防就是治疗

- 若有痔疮出血或是月经的情况请不要进行测试。这种情况下，应等待止血三天后再进行测试。
- 避免尿液污染粪便。
- 测试前不需要禁食或是遵循别的饮食。
- 获取测试值不会干扰测试进行。
- 不要吞下样品管。如果液体接触到眼睛，口或皮肤，请到清水充足区域清洗，必要时咨询医生或常用药剂师。
- 请将样品管放置于儿童接触范围外
- 如果样品丢失或是测试中出现任何不便，请于计划组联系。



样本采集说明

粪便潜血发现测试

更多信息请见

纳瓦拉公共卫生和劳动研究所。
结肠癌早期发现计划

弗朗西斯科·本加明，2A31003潘普洛纳


联系电话848423498

precolon@navarra.es
www.cancercolon.navarra.es

ELIGE90
结肠癌早期发现计划




1



从袋中取出样品管。

2




检查样品管上姓名是否相符。

3




将一层卫生纸铺放在马桶上，
如果可能的话，朝图示中相同方向坐下。

4



拧开绿塞子取出滴管。

5




用滴管接触粪便并通过滴管头滑
取少量样本即足够。
出水平线和垂直线。

6



7



将绿色滴管放入样品管，盖好并
摇晃数秒。

8



将样品管装入袋中管保存并保持
冷藏（非冷冻），携带至健康中
心。（最多3天）。